

# 低溫恆溫培養箱



## 特點說明

- 均採用觸摸式（通過開關電流小於15Ma）
- 外部為鍍鋅鋼板粉體烤漆
- 保護裝置：過高過低溫保護
- 送風循環，使內部溫度分佈均勻
- 可依需求加裝濕度、照度、定時
- 壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計，採用環保冷媒R134a
- 內附插座，可將TS-500、TS-520小型儀器置於培養箱內使用
- LE-2509上下層可獨立操作，容量大，節省空間
- 可加裝透視窗(TSC)

**NEW**

透視窗選配 (TSC)

## 規格說明

▲ LE-550RD ▲ LE-400RD ▲ LE-2509RD ▲ LE-509RD ▲ LE-80RD

規格型號	LE-850RD	LE-550RD	LE-400RD	LE-320RD	LE-509RD	LE-2509RD	LE-80RD
	LE-850D	LE-550D	LE-400D	LE-320D		LE-2509D	
溫度範圍	0°C ~ 70°C / 室溫+5°C ~ 70°C						
溫度精確度	±0.1°C (面板顯示) / 均溫度±1.5~3°C						
溫度控制	P.I.D. 微電腦, 雙銀幕顯示實際與設定溫度						
溫度顯示	LED 數位顯示						
感溫棒	PT-100Ω						
加熱器	900 W / 1200W	900W	1200W	900W	900W	900W*2	900W
容量(L)	1011	550	400	320	150	175*2	80
架子	4(可調整)	4(可調整)	4(可調整)	4(可調整)	2(可調整)	2*2(可調整)	2(可調整)
材質(內部)	SUS304(低溫) / #430(恆溫)						
冷卻裝置	3/4 馬力/無	1/3 馬力/無	1/3 馬力/無	1/3 馬力/無	1/4 馬力	1/4 馬力*2	1/4 馬力
內部尺寸 (WxDxH)	850x850x1400	680x580x1400	600x500x1350	600x600x1070	600x500x500	700x500x500	500x400x400
外部尺寸 (WxDxH)	930x1055x1950	760x820x1860	680x740x1820	680x737x1465mm	680x700x825	780x690x1720	590x590x790
				680x737x1465mm			
重量(約)	280	180	170	159	80	150	50
電壓	220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V

● 可按客戶要求製造加裝照明及定時功能。歡迎洽詢

電源：110V/220V 50Hz/60Hz