

# 通用氣相層析 ( 5973/ 5975/5977 MSD質譜儀 ) 推薦備品

產品編號	描述	推薦起訂量	規格	產品系列及圖例
G3440-81013	管柱螺帽·帶鎖定環·手擰式	2	改進流路連接·不需使用扳手·即可簡單方便管柱安裝 (2019年新產品)	螺帽 
5181-3323	85% Vespel/15% 石墨密封墊圈 10PK	1	MS用套圈注入口 (管柱ID 0.1-0.25mm)	密封墊圈 
05988-20066	MS端螺帽	1	螺帽 for interface 端	螺帽 
5062-3508	Vespel/石墨密封墊圈	1	MS用套圈interface (管柱ID0.25mm)	密封墊圈 
G7005-60061	EI 燈絲	2	Filament, high temperature, EI ion source	燈絲 
05971-80103	電子倍增管	1	Electron multiplier horn(5972,5973,5975)	電子倍增管 
G3170-80103	電子倍增管	1	Electron multiplier(5975,5977)	電子倍增管 
8660-0791	鋁粉	1	Abrasive powder, aluminum oxide, 15 μm, 1 kg	鋁粉 
05971-20134	離子源拉出極板	1	Drawout plate, 3 mm	拉出極板 
G3163-20530	離子源拉出極板	1	Drawout Plate, 6 mm	拉出極板 
G1099-20133	推斥極絕緣體(陶瓷)	1	Repeller insulator, for Agilent 5975 and 5973 MSD	推斥極絕緣體 
G1099-20132	推斥體	1	Repeller ultra-clean, for Agilent 5973 MSD	推斥體 
G1099-20030	MS端安裝工具	1	質譜端管柱預裝配工具 Column installation tool 5973 series, 5975 A/B/C/C TAD/E, 5977 series, and 7000 series NOT FOR THE 5975T	安裝工具 
8500-0656	PFTBA 標準品	1	PFTBA sample, 10 g	標準品 



巨研科技線上客服平台  
服務時間：週一~週五09:00-18:00(國定假日除外)