

通用氣相層析 (6890/7890/8890/8860 GC) 推薦備品

產品編號	描述	推薦起 訂量	簡要推薦理由和賣點	產品系列及圖例
G3440-81011	管柱螺帽·帶鎖定環·手擰式·用於進樣口 / 檢測器	2	改進流路連接·在色譜柱安裝過程中簡便易用性 (1個用於進樣口·1個用於偵測器) (2019 年新產品)	柱螺帽 
5200-0176	FID 噴嘴·通用接頭·0.29 mm 內徑	1	新型通用噴嘴專為毛細管柱和填充柱的兼容性設計·防止螺紋磨損並提高安裝簡便性 (2019 年新產品)	FID 噴嘴 
G1544-80530	GC內部分流純化過濾器,2/PK	1	維護EPC(電子壓力控制)不受汙染·內部分流純化過濾器阻塞也會造成滯留時間飄移·建議六個月更換一次	內部分流純化過濾器 
5188-5367	進樣口分流平板·帶墊圈	1	安捷倫分流平板採用專利工藝製造·可防止對性能造成負面影響的微小洩漏·SSI 和 MMI 進樣口 (95%) 需要進樣口密封·	分流平板 
G4513-80204	自動注射針·10 µL·錐形·FN 23-26s/42/HP	1	被視為“標準”自動進樣器注射針·適用於尋求經濟採購的客戶	注射針 
5183-4757	不沾黏 BTO 進樣墊片·11 mm·50/包	1	BTO墊片經過優化·不沾黏·低流失·最高進樣溫度400°C 藥錠式獨立包裝(不受汙染且方便取用)	墊片 
5190-3165	進樣口汽化管·超高惰性·分流·帶玻璃棉·5/包	1	通用汽化管·可為各種應用提供高性能(附O-ring) 適用樣品量大	分流 UI汽化管 
5190-3163	進樣口汽化管·超高惰性·不分流·帶玻璃棉·5/包	1	不分流汽化管·再現性及靈敏度高(附O-ring) 適用微量分析	不分流 UI汽化管 
5181-3323	密封墊圈·0.4 mm 15% 石墨 /85% Vespel·用於 0.1-0.25 mm 內徑管柱·10/包	1	進樣口/偵測器連接所需·尤其是適用於MSD·根據所需管柱提供其他尺寸密封墊圈·	密封墊圈 
5080-8853	密封墊圈·0.5 mm 石墨·用於0.32 mm 內徑管柱·10/包	1	石墨密封墊圈可用於 FID、ECD 及其他非 MSD 偵測器·它們固有的柔性和熱膨脹特性有助於防止因過度擰緊而造成的管柱損壞·同時在整個溫度循環中保持無洩漏密封· (0.25、0.32、0.53mm可選擇)	密封墊圈 
07673-40180	用於 4 mL 樣品瓶的擴散內插管·12/包	1	用於清洗瓶的擴散內插管·防止有機溶劑揮發汙染·客戶往往會忘記更換甚至忘記購買擴散內插管·	擴散內插管 
5182-0551	4mL樣品瓶(清洗瓶)含蓋·25/PK(不含擴散內插管)	1	可做為清洗瓶或廢液瓶·搭配擴散內插管使用·	4mL樣品瓶 
RDT-1020	外部活性碳氣體吸附管 3/PK	1	過濾及吸附分流後排放到實驗室中的有毒物質·保護實驗室人員健康·建議六個月更換一次·	活性碳氣體吸附管 



巨研科技線上客服平台
服務時間：週一~週五09:00-18:00(國定假日除外)