

液相層析 (1100 HPLC) 推薦備品

產品編號	描述	推薦起 訂量	規格	產品系列及圖例
5043-1217	Stay Safe Cap GL45 1 port 1 vent 單孔安全瓶蓋(含止逆閥)	2	高度耐腐蝕材質時間標籤·即時監控更換移動相不受汙染·比例穩定溶劑不揮發·增加實驗安全性管線連接快速又方便	安全瓶蓋 
G1311-60003	瓶口組件	2	Bottle head assembly for screw-cap solvent bottles	瓶口組件 
5041-2168	溶媒玻璃過濾頭	2	Glass filter, solvent inlet, 20 µm, for Agilent 1200 Infinity Series	玻璃過濾頭 
5062-8517	溶媒玻璃過濾頭接頭	1	Frit adapter, 3 mm 4/pk	接頭 
5182-0714 5182-0716	透明螺旋瓶 (不帶書寫簽) 褐色螺旋瓶帶書寫簽		Vial,screw,2ml,clr,cert,100PK Vial,screw,2ml,ambr,WrtOn,cert,100PK	螺旋瓶 
5182-0717	螺旋瓶蓋含墊片		Blue screw caps 100/PK	瓶蓋含墊片 
G1313-87201	注射針	1	Needle, G1313A Autosampler	注射針 
G1329-87017	0.17mm注射針座	1	Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler	針座 
01078-87302	定量管	1	Capillary, 100uL loop	定量管 
0100-1853	密封圈	1	Rotor seal (Vespel, 400 bar, 2 grooves)	密封圈 
01018-22707	過濾芯	1	PTFE Frits 5PK	過濾芯 
5067-4728	密封墊含帽蓋	1	Seal Cap Assembly	密封墊含帽蓋 
G1312-60061	沖洗閥	1	Purge Valve 1260 (short) for G1310, G1311, G1312, G1376, G2226 pumps	沖洗閥 
G1312-60067	出口高壓球閥	1	Outlet Ball Valve for 1100/1200/1260	高壓球閥 
5062-8562	卡匣	1	AIV Cartridge	卡匣 
G1312-60025	進口高壓球閥	1	Active inlet valve , without cartridge	高壓球閥 
5063-6586	藍寶石活塞	2	Sapphire Piston	活塞 
5063-6589	活塞密封圈 黑色	1	Plunger seal 2/PK (reversed phase) 逆相層析時使用	活塞密封圈 
2140-0813	氙燈 DAD	1	Deut. lamp, 1100/1200DAD/MWD Inglife-A	氙燈 
G1103-60001	鎢絲燈 DAD/MWD	1	Tungsten Lamp assembly	鎢絲燈 



巨研科技線上客服平台
服務時間：週一~週五09:00-18:00(國定假日除外)