

液相層析 (1260 HPLC) 推薦備品

| 產品編號 | 描述 | 推薦起 訂量 | 規格 | 產品系列及圖例 |
|------------------------|---|-----------|---|--|
| 5043-1217 | Stay Safe Cap GL45 1 port 1 vent 單孔安全瓶蓋(含止逆閥) | 2 | 高度耐腐蝕材質時間標籤·即時監控更換移動相不受汙染、比例穩定溶劑不揮發·增加實驗安全性管線連接快速又方便 | 安全瓶蓋  |
| G1311-60003 | 瓶口組件 | 2 | Bottle head assembly for screw-cap solvent bottles | 瓶口組件  |
| 5041-2168 | 溶媒玻璃過濾頭 | 2 | Glass filter, solvent inlet, 20 µm, for Agilent 1200 Infinity Series | 玻璃過濾頭  |
| 5062-8517 | 溶媒玻璃過濾頭接頭 | 1 | Frit adapter, 3 mm 4/pk | 接頭  |
| 5182-0714 5182-0716 | 透明螺旋瓶 (不帶書寫簽) 褐色螺旋瓶帶書寫簽 | | Vial,screw,2ml,clr,cert,100PK Vial,screw,2ml,ambr,WrtOn,cert,100PK | 螺旋瓶  |
| 5182-0717 | 螺旋瓶蓋含墊片 | | Blue screw caps 100/PK | 瓶蓋含墊片  |
| G1313-87201 | 注射針 | 1 | Needle, G1313A Autosampler | 注射針  |
| G1329-87017 | 0.17mm注射針座 | 1 | Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler | 針座  |
| 01078-87302 | 定量管 | 1 | Capillary, 100uL loop | 定量管  |
| 0101-1416 | 密封圈 | 1 | Rotor Seal 2ps/6pt RC IV, P: A/B | 密封圈  |
| 01018-22707 | 過濾芯 | 1 | PTFE Frits 5PK | 過濾芯  |
| 5067-4728 | 密封墊含帽蓋 | 1 | Seal Cap Assembly | 密封墊含帽蓋  |
| G1312-60061 | 沖洗閥 | 1 | Purge Valve 1260 (short) for G1310, G1311, G1312, G1376, G2226 pumps | 沖洗閥  |
| G1312-60067 | 出口高壓球閥 | 1 | Outlet Ball Valve for 1100/1200/1260 | 高壓球閥  |
| 5062-8562 | 卡匣 | 1 | AIV Cartridge | 卡匣  |
| G1312-60025 | 進口高壓球閥 | 1 | Active inlet valve , without cartridge | 高壓球閥  |
| 5063-6586 | 藍寶石活塞 | 2 | Sapphire Piston | 活塞  |
| 5063-6589 | 活塞密封圈 黑色 | 1 | Plunger seal 2/PK (reversed phase) 逆相層析時使用 | 活塞密封圈  |
| 5190-0917 | 氙燈 DAD/MWD | 1 | Deuterium lamp 8-pin w. RFID . G42121A/B.G7117A/B/C | 氙燈  |
| G1103-60001 | 鎢絲燈 DAD/MWD | 1 | Tungsten Lamp assembly | 鎢絲燈  |



巨研科技線上客服平台
服務時間：週一~週五09:00-18:00(國定假日除外)