




ICP-OES 5800 系列推薦備品

耗材 部件	產品編號	描述	推薦 備品量	規格	產品圖例
蠕動管線	3710034400	PVC進樣泵管(白/白)	2	Peri pump tubes, PVC, white/white. 12/pk	
	3710034800	PVC Solva進樣泵管(黑/黑)	2	Peri pump tubes, PVC Solva blk/blk. 12/pk	
霧化器	G8010-60293	高惰性同心霧化器	1	OneNeb Series 2, inert ICP nebulizer 1/pk	
	G8010-60255	U系列玻璃霧化器	1	Seaspray nebulizer(glass) U-series 1/pk	
霧化室	G8010-60271	玻璃單通道霧化室 (水溶液&低基質樣品)	1	ICP Single Pass S/C Helix+ Ball Joint+UF	
	G8010-60256	玻璃雙通道霧化室 (有機溶劑&高基質樣品)	1	ICP double Pass S/C Helix+ Ball joint+UFT	
	G8014-68002	惰性霧化室(HF)	1	Inert spray chamber for 5X00 ICP+ MP	
炬管	G8020-68005	全可拆式torch, ID:1.8mm (水/酸性消化液)	自行評估	Easy-fit VDV Fully Demount Torch Kit Std	
	G8020-68002	全可拆式torch, ID:1.4mm (半揮發性有機溶劑)	自行評估	Easy-fit Fully Demount Torch Kit Org 1.4	
	G8020-68003	全可拆式torch組, id:1.8mm (HF)	自行評估	Easy-fit Fully Demount Torch Kit, Inert	
	G8020-68004	全可拆式torch組, id:2.4mm (高基質樣品)	自行評估	Easy-fit Fully Demount Torch Kit, Hi TDS	
	G8020-60806	石英中心管, id:1.4mm	1	Quartz Inj. 1.4mm ID, 51x0 Fully Demount	
	G8020-60807	石英中心管, id:1.8mm	1	Quartz Inj. 1.8mm ID, 51x0 Fully Demount	
	G8020-60808	石英中心管, id:2.4mm	1	Quartz Inj. 2.4mm ID, 51x0 Fully Demount	
	G8020-60809	氧化鋁中心管, id:1.8mm	1	Alumina Inj. 1.8mm ID 51x0 Fully Demo	
	G8010-60228	一體式炬管, id:1.8mm	1	Easy-fit torch one piece 5100 DV ICP-OES	



巨研科技線上客服平台
服務時間：週一~週五09:00-18:00(國定假日除外)

 巨研科技股份有限公司

ICP-OES 5800 系列推薦備品

耗材 部件	產品編號	描述	推薦 備品量	規格	產品圖例
其他	G8010-68021	炬管清洗架	1	Torch Cleaning Stand, 5X00 ICP-OES, 1/pk	
	G8010-68109	光學前錐	1	Pre-optics cone for 5X00 ICP-OES, 1/pk	
	G8010-68103	真空密閉運行環圈	1	Work coil gold, 5000 Series ICP-OES 1/p	
	G8010-68014	軸向光學玻璃鏡片	1	Spare pre-optic window ax,5X00 ICP 1/pk	
	G8010-60136	氬氣過濾器	1	Filter Argon ICP-OES 5100 Series	
	G8020-68016	空氣過濾器	1	Air inlet filter element 58/5900 ICP-OES	
	6610030100	波長校正液	1	Bottle ICP-OES Wavelength soln 500mL 5 ppm	



巨研科技線上客服平台
服務時間：週一~週五09:00-18:00(國定假日除外)

 巨研科技股份有限公司